

Angebot

Gültig bis 12 / 2012

CSWin 2010

COMPUTERUNTERSTÜTZTE ANALYSE DER BEWEGUNGSABLÄUFE BEIM SCHREIBEN

CSWin Vollversion 2010

ausführliches Bedienungshandbuch

lizenzierte Einzelplatzversion,

incl. Buch "Schreibtraining..." (1995) von Prof. N.Mai, 77 S.

bei 10% Rabatt für klinische Einrichtungen

2.200,00EUR**1.980,00 EUR****CSWinLite 2010**

für Ergotherapeuthen, eingeschränkte Statistik Funktionalität

(keine Segmentierung, Massendatenanalyse, Datenexport etc.)

ausführliches Bedienungshandbuch

lizenzierte Einzelplatzversion

890,00EUR**Intuos4 M USB**

aktive Fläche 224x140mm, incl. Intuos4 GripPen,

Auflösung 0.005mm, Genauigkeit 0.15mm, CPS 200 Hz,

Software: Autodesk SketchBook Express 2010,

Corel SketchPad, Adobe Photoshop Elements 6/7

310,00 EUR**Intuos4 L USB**

aktive Fläche 325x204mm, incl. Intuos4 GripPen,

Auflösung 0.005mm, Genauigkeit 0.15mm, CPS 200 Hz,

Software: Autodesk SketchBook Express 2010,

Corel SketchPad, Adobe Photoshop Elements 6/7

400,00EUR**Intuos4 Inking Pen**

Gewicht. 12g, 2048 Druckstufen, 30-400g Druckempf.

75,00EUR

Die Preise verstehen sich zuzüglich 19 % MwSt. innerhalb Deutschlands.

Für die Schreibanalysen wird immer der "Inking Pen" mit Tintenmine benötigt (der normale Intuos Pen hat nur eine Plastikmine). CSWin läuft auf allen Windowsplattformen 2k/XP/Vista/W7. In einem Netzwerk muss das Programm lokal installiert werden. Mindest Rechneranforderungen: PC Pentium 1 GHz mit 1GB MB Arbeitsspeicher, 17" Monitor, Graphikauflösung 1024x768.